

CFS Posterior Cervical
Fixation System
CFS 颈枕后路内固定系统



CFS Posterior Cervical Fixation System

CFS 颈枕后路内固定系统



- 螺塞采用负角度螺纹设计，可有效防止钉臂胀开。
- 特殊结构万向钉设计，最大单向活动度达 55°。
- 低切迹，对周围软组织刺激小，提高了病人的舒适程度。
- 可选用横向移位器，使非直线排列的螺钉易于安装。
- 可根据医生习惯选用不同的枕骨固定方式。
- 可选用多种不同连接方式连接胸椎固定棒。
- 可选用椎板钩进行固定。
- 特殊设计工具，防止螺钉旋入时抖动。



单轴螺钉



万向螺钉



移位连接器



平行连接器



枕骨板



预弯连接器




椎弓根钩



枕骨螺钉



枕骨板螺钉



颈椎后路板（固定杆）

颈—胸连接棒



北京市富乐科技开发有限公司

BEIJING FULU MEDICAL & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Tel: +86 10 6099 986 1/2

E-mail: YXSC@fulutekji.com