

Vertebral Plate Shaping System

颈椎椎板成形系统





Vertebral Plate Shaping System

颈椎椎板成形系统



- 具有多种板型，并可根据实际情况进行塑形。
- 具有 2.0mm 及 2.4mm 的螺钉，可根据需要选择不同的螺钉。
- 板宽 5mm，可与骨骼较好的贴合。
- 纯钛材质，可塑性强，满足临床不同的病例。
- 低切迹设计，板的厚度仅 1mm 减少对周围组织的刺激。



北京市富乐科技开发有限公司

BEIJING FULE SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

Tel: +86 10 6099 9861/2

E-mail: YXSC@fulekeji.com